



Nourriture pour
fleurs coupées



Fiche Produit - Chrysal Rosa - formule liquide, emballage en plastique recyclable

Engagement durable

Face au défi croissant que représente la pollution plastique, il est plus urgent que jamais de trouver des solutions pour réduire, réutiliser et recycler. Notre ambition est d'être le partenaire le plus éco-responsable de l'industrie florale, en réduisant le gaspillage en fleur, la consommation d'eau et les matériaux d'emballage, intégrant ainsi la durabilité au cœur de notre stratégie. Le sachet recyclable Chrysal contribue activement à une économie circulaire.



Généralités

- Contient une solution nutritive à 99% d'ingrédients d'origine naturelle pour une fraîcheur optimale.
- Favorise l'épanouissement complet des roses.
- Apporte tous les nutriments nécessaires à vos roses.
- Prolonge la tenue en vase jusqu' à 60 % comparé à de l'eau seule.
- Sachet fabriqué en plastique 100 % recyclable.
- Les sachets peuvent être jetés dans la poubelle destinée au plastique (selon les consignes locales de tri).
- Jeté et traité correctement, le sachet participe à une économie circulaire.
- Conditionnement en carton compacte, facile à manipuler
- Disponible en sachets pour 0,5 L, 1 L, 1,5 L et 2 L de solution, en vrac ou en bande.



LE TRI
+ FACILE



Sachet en plastique recyclable

- Film plastique en polypropylène (PP)

Effets

- Contribue à une économie circulaire.
- Formule issue de ressources naturelles renouvelables (comme les plantes), réduisant l'utilisation et la dépendance aux ressources fossiles.
- Améliore l'épanouissement des roses, l'intensité des couleurs et la qualité du feuillage.
- Permet une tenue en vase pouvant dépasser 7 jours.
- Abaisse le pH de l'eau.
- Se dissout facilement dans l'eau, incolore et inodore.

T452_PP / FR / v2509



Utilisation

- Convient avec tous types d'eau du robinet.
- Peut être attaché facilement aux bouquets, manuellement ou de manière automatisée.
- Pas besoin de changer l'eau ni de recouper les tiges pendant la période en vase.

Avantages

- Réduction des pertes en rose.
- Diminue le risque de réclamations clients.
- Apporte une valeur ajoutée qualité pour un coût très faible par tige.

Recommandations

- À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière, idéalement entre 5 °C et 25 °C.
- Durée de conservation : 18 mois dans des conditions de stockage appropriées.
- Le pH de la solution prête à l'emploi est compris entre 3,5 et 5,5, selon l'alcalinité de l'eau.
- Dosage : disponible en sachets pour 0,5 L, 1 L, 1,5 L et 2 L de solution.
- Ne pas utiliser dans des vases en métal (zinc, cuivre, fer) ni dans des vases en cristal ancien/non traité.
- Si besoin, compléter l'eau du vase avec une solution contenant Chrysal Rosa pour roses coupées.
- Les solutions résiduelles peuvent être évacuées dans le système d'égouts.