



FICHA TÉCNICA

EVERFLOR KIT STS

1. INFORMACIÓN GENERAL

El kit Everflor STS es un test de prueba colorimétrica que permite conocer la concentración (ppm) de plata en las soluciones de hidratación de flores cortadas preparadas con nitrato o tiosulfato de plata. Este kit consiste básicamente de una solución tituladora y cinco tubos indicadores patrones.

2. INSTRUCCIONES DE USO

Importante: Agitar la *SOLUCIÓN A* antes de cada uso

1. Enjuague los tubos con la muestra antes de cada prueba.
2. Llene los dos tubos hasta las 3/4 partes con solución por analizarse.
3. Agregue a cada tubo 4 gotas de la *SOLUCIÓN A* y agítelos ligeramente.
4. Compare con los patrones y obtendrá la concentración en ppm de Ag.

3. VENTAJAS

El producto Everflor Kit STS es un instrumento económico práctico y fácil de manejar

Permite realizar mediciones in situ de las concentraciones de plata.

La durabilidad del kit y los patrones es de 2 años

4. COMPATIBILIDAD Y CONSERVACIÓN

Mantener en un lugar fresco lejos del alcance de la luz solar